



Flexibel Arbeitsplätze nutzen

- ✓ 360 Grad Zugang zu Ihren Medien, egal ob Armaturen, Schalter oder Steckdosen
- ✓ Optimal für Schulungsräume oder Arbeitsflächenbedarf mit geringer Mediendichte





	Breite	Höhe ab Oberkante Boden			Höhe ab Tischplatte			Tiefe
Mediensäulen für Sitzarbeitsplätze	150	1320	1620	1920	570	870	1170	150
Mediensäulen für Steharbeitsplätze	150	1320	1620	1920	420	720	1020	150

Abmessungen in mm