

Für maximale Freiheit


- ✓ Mehr Arbeitsfläche im Labor: Ideal zum Aufstellen von medienversorgten Analysegeräten
- ✓ Decken- oder wandmontiert – je nach Platzverfügbarkeit



Für Ihre Anforderungen

- ✓ Teleskopierbare Trägerelemente für variable Positionen
- ✓ Vielzahl an Medienkassetten – passend zu Ihren Medien
- ✓ Flexibles Kassettensystem ermöglicht individuelles Aus- und Nachrüsten





	Breite			Höhe der Brücke ohne Aufhängung	Länge der Aufhängung	Tiefe
Montage an der Decke	900	1200	1500	360	Variabel- bis max. 1214	200
Montage an der Laborwand	900	1200	1500	360		200

Abmessungen in mm