

Medienzellen für vielfältige Wünsche

Bodenständig: hinter der Arbeitsplatte aufgestellt oder separate Versorgung

Auftisch-Variante: mehr Fläche durch eine feste Einheit von Labortisch und Zelle




Für bestmögliche Raumausnutzung

- ✓ Ansprechende Optik und Lichtdurchlass
- ✓ Arbeitsplatzstruktur durch vertikale Anordnung der Medien
- ✓ Zellschränke und Ablageböden ermöglichen zusätzlichen Platz für Arbeitsmaterial



	Breite				Höhe ab Oberkante Boden			Höhe ab der Tischplatte			Tiefe
Medienzellen für Sitzarbeitsplätze	900	1200	1500	1800	1320	1620	1920	570	870	1170	150
Medienzellen für Steharbeitsplätze	900	1200	1500	1800	1320	1620	1920	420	720	1020	150



Abmessungen in mm