


# Arbeitshelfer immer griffbereit

- ✓ Stauraum nach Maß als Rollcontainer, Gestellunterschrank oder massiv mit Stahlsockel
- ✓ Variabel und individuell einrichtbar
- ✓ C- oder A-Fußgestell
- ✓ Tischplatten angepasst an Ihre Anforderungen



	Breite				Höhe		Korpustiefe	
	450	600	900	1200	720	870	350	500
Mit Stahlsockel	450	600	900	1200	720	870	350	500
Mit Stahlsockel für Stirrspülen	300	-	-	-	720	870	-	500
Mit Rollen	450	600	900	1200	580	730	-	500
Zum Einhängen in Gestelle	450	600	900	1200	480	630	-	500



Abmessungen in mm