




Laborabzüge  
sicher bedienen.

Köttermann

Die neue TouchTronic:  
Spielend leicht und vielfältig!



### Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsalltag

- + Ergonomisch**  
Alle Abzugsfunktionen mit nur einer Hand einfach via TouchTronic steuern.
- + Schnell**  
Hohe Rechenleistung während der Bedienung.
- + Individuell**  
Funktionen so konfigurieren, wie sie zur Arbeit passen.
- + IPS-Touchscreen**  
Kontrastreicher Bildschirm, mit Handschuhen bedienen.
- + Gefahrstoffanzeige**  
Piktogramme kennzeichnen alle sichtbar eingesetzten Gefahrstoffe.

### Mehr als eine Gerätesteuerung. Ihre Funktionen auf einen Blick:

- ▶ AirMonitor**  
Elektronische Überwachung des Luftvolumenstroms oder der Einströmgeschwindigkeit.
- ▶ AirControl**  
Variable Abluftregelung.
- ▶ LevelControl**  
Überwachte Füllstände bei der Sammlung von Flüssigkeiten.
- ▶ AutoProtect**  
Automatisches Öffnen und Schließen des Frontschiebers. Praktisch per Fußtaster, wenn keine Hand frei ist.
- ▶ CloseGuard**  
Automatisches Stoppen des Frontschiebers bei Hindernissen.
- ▶ VarioTop**  
Individuelle Arbeitshöhen.

