




Laborabzüge
sicher bedienen.

Köttermann

Die neue TouchTronic:
Spielend leicht und vielfältig!



Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsalltag

- + Ergonomisch**
Alle Abzugsfunktionen mit nur einer Hand einfach via TouchTronic steuern.
- + Schnell**
Hohe Rechenleistung während der Bedienung.
- + Individuell**
Funktionen so konfigurieren, wie sie zur Arbeit passen.
- + IPS-Touchscreen**
Kontrastreicher Bildschirm, mit Handschuhen bedienen.
- + Gefahrstoffanzeige**
Piktogramme kennzeichnen alle sichtbar eingesetzten Gefahrstoffe.

Mehr als eine Gerätesteuerung. Ihre Funktionen auf einen Blick:

- ▶ AirMonitor**
Elektronische Überwachung des Luftvolumenstroms oder der Einströmgeschwindigkeit.
- ▶ AirControl**
Variable Abluftregelung.
- ▶ LevelControl**
Überwachte Füllstände bei der Sammlung von Flüssigkeiten.
- ▶ AutoProtect**
Automatisches Öffnen und Schließen des Frontschiebers. Praktisch per Fußtaster, wenn keine Hand frei ist.
- ▶ CloseGuard**
Automatisches Stoppen des Frontschiebers bei Hindernissen.
- ▶ VarioTop**
Individuelle Arbeitshöhen.

