

Mit Sicherheit
zu mehr
Innovation.



«Wir sind Gesamtdienstleister für Laborprojekte, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Nebst hochwertigen Stahlmöbeln, Sicherheitsschränken und Abzügen bieten wir eine umfassende und nachhaltige Partnerschaft von der Planung über die Montage bis hin zur Wartung.»

- ▶ Qualitätslabore für mehr Sicherheit
- ▶ Laborbau seit 1994
- ▶ Showroom in Illnau-Effretikon

30 Jahre Erfahrung im Laborbau in der Schweiz

Zeitersparnis durch Detailplanung in der Angebotsphase

Schnellste Lieferzeiten von nur 6 – 8 Wochen

Hohe Qualität bei der Montage durch langjährige Partnerschaften



Beratung und Planung

Von der ersten Idee über den Grundriss bis zur Detailplanung in 3D. Wir unterstützen Sie auf dem Weg zum neuen Labor.

Projektmanagement

Moderne Tools, agile Vorgehensweise oder klassisch nach SIA 118. Wir sind fit für Ihr Projekt. Schnelle Reaktion und verbindliche Abwicklung.

Lieferung und Montage

Lieferung direkt auf die Baustelle. Montage mit Partnern die seit über 10 Jahren Laborbau betreiben. Ihre Idee ist bei uns in sicheren Händen.

Service und Support


Lange Mängellisten und keine Reaktion? Nicht mit uns. Wir machen Abnahmen, Inbetriebnahmen, Service und Wartungen aus Überzeugung.

Sie investieren in ein neues Labor?

Wir übernehmen für Sie die Laborplanung bis zur Umsetzung und Montage alles aus einer Hand. Als Hersteller wissen wir schon in der Planungsphase was funktioniert und kosteneffizient umgesetzt werden kann. Braucht es eine Sonderlösung oder genügt auch der Standard? Wir beraten Sie gerne, damit Sie Ihre Kosten im Griff behalten.

Unser Angebot in der Planung:

- ▶ Workflowanalysen
- ▶ Nutzeranalysen
- ▶ Medienplanung
- ▶ Materialplanung
- ▶ Neutrale Planung im Mandat
- ▶ Ausführungsplanung direkt vom Hersteller
- ▶ Ansichten mit Übergabepunkten
- ▶ Umsetzungsgarantie mit Kostensicherheit
- ▶ Termingerechte Abwicklung
- ▶ Abnahmen nach SIA 118





Das Labor aus Stahl

Resistent und mehr Sicherheit

Stahlmöbel verzinkt und gepulvert sind resistent gegen Flüssigkeiten. Stahl quillt nicht auf und kann nicht kontaminiert werden. Stahl hat keine Brandlast. Stahlabzüge bieten mehr Schutz bei Havarien und Explosionen.

Nachhaltig

Stahl ist über mehrere Lebenszyklen zu 100% recyclebar. Auch nach Jahren im Gebrauch muss ihr Labor nicht teuer im Sondermüll entsorgt werden. So können bis zu 50% der CO₂ Emissionen eingespart werden.

Hygiene

Unsere Stahlmöbel sind an allen Stellen verzinkt und pulverbeschichtet. Deshalb können unsere Möbel mit nassen Desinfektionsmitteln regelmäßig gesäubert werden.

Flexibel

Stahlmöbel können auch nach Jahren noch umgezogen werden. Ergänzungen, Umbauten oder Anpassungen sind für das Möbelsystem von Köttermann kein Problem.



Alles was es für Erfolg braucht



Laborabzüge

Sichere Räume für Ihre Tätigkeiten und Experimente. Ihren Anforderungen entsprechend wählen wir gemeinsam die geeignete Laborkapelle aus.



Medienversorgung

Unsere vielfältigen Mediensysteme sorgen für einen reibungslosen Zugang zu Wasser, Gas und Strom.



Labormöbel


Unsere vielfältigen Labormöbel lassen sich flexibel einsetzen und kombinieren. Sie möchten Materialien verstauen? Wir finden die richtigen Lösungen für Sie.



Gefahrstoffschränke

Ob Säuren, Laugen, toxische Chemikalien oder brennbare Flüssigkeiten – in den Köttermann Spezial-schränken werden Ihre Gefahrstoffe sicher verwahrt.





Abzüge die was können

Tiefe Unterhaltskosten

- ▶ Tiefere Wartungskosten dank einfachem Zugang zur gesamten Technik von vorne
- ▶ Niedrigenergie Abzug ohne Stützstrahltechnik

Hohe Funktionalität

- ▶ Programmierbare Steckdosen innen
- ▶ Fusstaster für eine freihändige Bedienung am Abzug

Hohe Flexibilität

- ▶ XXL Sicherheits-Unterschranke mit 12cm mehr Höhe als Industriestandard
- ▶ Niedrigster Abzug auf dem Markt (2300mm)
- ▶ Medienbedienung links, rechts oder unten wählbar
- ▶ Einfach nachrüstbar dank modularem Kassettenaufbau
- ▶ Sehr grosse Nutzraumtiefe (800mm)
- ▶ Becken seitlich für mehr Platz in der Tiefe



Die neue Touch Tronic von Köttermann

Mehr als eine Gerätesteuerung. Ihre Funktionen auf einen Blick:

AirMonitor

Rasche Überwachung des Luftvolumenstroms oder der Einströmgeschwindigkeit.

AirControl

Variable Abluftregelung.

LevelControl

Überwachte Füllstände bei der Sammlung von Flüssigkeiten.

AutoProtect

Automatisches Öffnen und Schliessen des Frontschiebers. Praktisch per Fusstaster, wenn keine Hand frei ist.

CloseGuard

Automatisches Stoppen des Frontschiebers bei Hindernissen.





Flexibilität und Sicherheit

- ▶ Austauschbare Medienkassetten, nachrüstbar
- ▶ Offene Gestaltung für den Überblick
- ▶ Alle Systeme kombinierbar
- ▶ Zertifizierung nach DIN EN 14175
- ▶ Getestet auf 20 Jahre Betriebsdauer





Papierfabrik Palm



Zweifel Pomy-Chips AG



Strahlenklinik Erlangen



CHT Switzerland AG



Spessart Gymnasium



«In der Planungsphase wurden wir von der Firma Köttermann und dessen Projektleiter sehr kompetent beraten. Die Umsetzung hat einerseits termingerecht und auch unkompliziert funktioniert.»

Ivo Rüegg, Plant Manager,
Production & Logistics, CHT Switzerland AG

Ausgesuchte Referenzen

- ▶ Labor Spiez
- ▶ Bayer Schweiz AG
- ▶ Bruker Biospin AG
- ▶ Coltène/Whaledent AG
- ▶ Empa Dübendorf
- ▶ Ceres Heilmittel AG
- ▶ Zweifel Pomy-Chips AG
- ▶ CHT Switzerland AG
- ▶ Hochbauamt Kanton Zürich
- ▶ Schulhaus im Lee Winterthur
- ▶ MSD Wertenstein
- ▶ Omya International

Besuchen Sie uns im
Köttermann Ideen-Labor:

Köttermann AG
Kempthalstrasse 111
CH- 8308 Illnau-Effretikon
T 044 936 18 09
exploris.ch@koettermann.com
koettermann.ch

Köttermann AG Schweiz ist ein Teil von:

 Köttermann

- Hauptsitz in Uetze, Deutschland
- Mehr als 140 Mitarbeitende
- Produkte «made in Germany»
- Training und Zertifizierung von Monteuren, Vertrieb und Partnern in der Köttermann Academy

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

- Multinationale Unternehmensgruppe
- Hauptsitz in Tschechien
- Mehr als 520 Mitarbeitende
- 4 Produktionsstandorte
- Branche: Pharmazie, Biotechnologie, Medizin, Wissenschaft, Forschung, Mikroelektronik, Automobilbau