

Vers une
innovation
accrue en
toute sécurité.



«Nous fournissons un service complet pour des projets de laboratoire mettant l'homme au coeur des préoccupations. Outre du mobilier en acier, des armoires de sécurité et des sorbonnes de haute qualité, nous offrons un partenariat complet et pérenne, de la planification à l'installation, jusqu'à la maintenance.»


- ▶ Des laboratoires de qualité pour plus de sécurité
- ▶ Fabricant de laboratoires depuis 1944
- ▶ Showroom à Kempthal

30 ans d'expérience dans la conception de laboratoires en Suisse

Un gain de temps grâce à une planification détaillée dans la phase de l'offre

Délais de livraison les plus rapides en seulement 6 à 8 semaines

Une installation de première qualité due aux partenariats de longue date



Conseil et planification

De l'idée de départ à la planification détaillée en 3D en passant par le plan de base. Nous vous soutenons tout au long de la réalisation de votre nouveau laboratoire.

Gestion de projet

Des outils modernes, une démarche agile ou plus classique conformément à la norme SIA 118. Nous sommes prêts pour votre projet. Une réponse rapide et une réalisation obligatoire.

Livraison et installation

La livraison se fait directement sur le site. Une installation réalisée avec des partenaires qui font des laboratoires depuis plus de 10 ans. Votre idée est entre de bonnes mains chez nous.

Service et assistance

De grandes listes de défauts et pas de réaction? Pas avec nous. Nous effectuons des réceptions, des mises en service, des prestations de service et de maintenance par conviction.

Vous investissez dans un nouveau laboratoire?

De la planification du laboratoire à la réalisation et à l'installation, nous prenons tout en charge. Étant fabricant, nous savons dès la phase de planification ce qui fonctionne et peut être réalisé de façon rentable. Faut-il une solution spéciale ou bien le standard suffit-il? Nous vous aidons volontiers à contrôler vos coûts.

Notre proposition durant la planification:

- ▶ Analyses de workflow
- ▶ Analyses des utilisateurs
- ▶ Planification des médias
- ▶ Planification des matériaux
- ▶ Planification neutre dans le mandat
- ▶ Planification d'exécution directe du fabricant
- ▶ Vues avec points de transfert
- ▶ Garantie de réalisation avec sécurité des coûts
- ▶ Réalisation dans les délais
- ▶ Reprises selon SIA 118





Le laboratoire en acier

Résistant et plus de sécurité

Du mobilier en acier galvanisé et thermolaqué est résistant aux liquides. L'acier ne gonfle et ne peut pas être contaminé. De plus, il n'y a aucun risque d'incendie. Les sorbonness de laboratoire en acier offrent une meilleure protection contre les accidents et les explosions.

Durable

L'acier est 100% recyclable durant plusieurs cycles de vie. Ainsi, après des années d'utilisation, votre laboratoire n'a pas besoin d'être jeté à la déchetterie. Cela permet d'économiser jusqu'à 50% des émissions de CO₂.

Hygiène

Nos meubles en acier sont galvanisés et revêtus de poudre partout. De ce fait, nos meubles peuvent être régulièrement nettoyés en utilisant des désinfectants humides.

Flexible

Des meubles en acier peuvent encore être déplacés après des années. Des ajouts, les transformations ou les adaptations ne posent aucun problème au système de meubles Köttermann.



Tout ce dont on a besoin pour réussir



Sorbottes de laboratoire

Des endroits sécurisés pour vos activités et vos expériences. En fonction de vos exigences, nous choisirons ensemble la hotte de laboratoire la plus appropriée.



Alimentation en fluides

Nos multiples systèmes de fluides assurent un accès facile à l'eau, au gaz et à l'électricité.



Mobilier de laboratoire

Notre vaste gamme de mobilier de laboratoire peut être installée et combinée de façon flexible. Vous voulez ranger du matériel? Nous trouverons les solutions qui vous conviendront.



Armoires de sécurité

Qu'il s'agisse d'acides, de solutions alcalines, de produits chimiques toxiques ou de liquides inflammables, vos substances dangereuses sont stockées de manière sécurisée dans les armoires spéciales de Köttermann.





Des sorbonnes qui font la différence

Coûts d'entretien réduits

- ▶ Des coûts de maintenance plus faibles grâce à un accès facile à l'ensemble de la technique par l'avant
- ▶ Sorbonne à faible énergie sans technique de jet de soutien

Grande fonctionnalité

- ▶ Prises intérieures programmables
- ▶ Pédale pour une utilisation sans les mains lors de l'utilisation de la sorbonne

Grande flexibilité

- ▶ Armoires inférieures de sécurité XXL avec une hauteur de 12 cm de plus que le standard industriel
- ▶ Sorbonne la plus basse sur le marché (2300mm)
- ▶ Commande des fluides à gauche, à droite ou en bas au choix
- ▶ Facilement adaptable grâce à la construction modulaire de cassettes
- ▶ Très grande profondeur d'espace utilisable (800mm)
- ▶ Bénitier latérale pour davantage d'espace en profondeur



Le nouveau Touch Tronic de Köttermann

Plus qu'un contrôle d'appareil. Ses fonctions en un coup d'oeil:

AirMonitor

Surveillance rapide du flux volumique d'air ou de la vitesse d'entrée.

AirControl

Régulation variable de l'air évacué.

LevelControl

Niveaux de remplissage supervisés lors de la collecte de liquides.

AutoProtect

Ouverture & fermeture automatique de la vitre frontale. Pratique avec la pédale, quand on n'a pas les mains libres.

CloseGuard

Arrêt automatique de la vitre frontale en cas d'obstacle.





Flexibilité et sécurité

- ▶ Cassettes media interchangeables, pouvant être mises à niveau
- ▶ Conception ouverte pour une vision d'ensemble
- ▶ Possibilité de combinaison entre tous les systèmes
- ▶ Certifié selon la norme DIN EN 14175
- ▶ Testé pour une durée de vie de 20 ans





Papierfabrik Palm



Zweifel Pomy-Chips AG



Clinique de radiothérapie d'Erlangen



CHT Switzerland AG



Lycée Spessart



«Durant la phase de planification, la société Köttermann et son chef de projet nous ont conseillés de façon très compétente. La réalisation a d'une part respecté les échéances et s'est aussi déroulée sans complication.»

Ivo Rüegg, Directeur d'usine,
Production & logistique, CHT Switzerland AG

Références choisies

- ▶ Labor Spiez
- ▶ Bayer Schweiz AG
- ▶ Bruker Biospin AG
- ▶ Coltène/Whaledent AG
- ▶ Empa Dübendorf
- ▶ Ceres Heilmittel AG
- ▶ Zweifel Pomy-Chips AG
- ▶ CHT Switzerland AG
- ▶ Hochbauamt Kanton Zürich
- ▶ Schulhaus im Lee Winterthur
- ▶ MSD Wertenstein
- ▶ Omya International

Rencontrez nous au
laboratoire des idées
Köttermann:

Köttermann AG
Kemptpark 14
8310 Kemptthal
T 044 936 18 09
exploris.ch@koettermann.com
koettermann.ch

Köttermann AG Schweiz fait partie du groupe :

 Köttermann

- Siège principal à Uetze, Allemagne
- Plus de 140 employés
- Produits «made in Germany»
- Formation et certification des monteurs, des commerciaux et des partenaires dans la Köttermann Academy