

Für maximale Freiheit


- ✓ Mehr Arbeitsfläche im Labor: Ideal zum Aufstellen von medienversorgten Analysegeräten
- ✓ Decken- oder wandmontiert – je nach Platzverfügbarkeit



Für Ihre Anforderungen

- ✓ Teleskopierbare Trägerelemente für variable Positionen
- ✓ Vielzahl an Medienkassetten – passend zu Ihren Medien
- ✓ Flexibles Kassettensystem ermöglicht individuelles Aus- und Nachrüsten
- ✓ Mit integrierter LED-Beleuchtung





	Breite	Höhe der Brücke ohne Aufhängung	Länge der Aufhängung (Variabel)	Tiefe
Medienbrücke zur Montage an der Decke	900	360	bis max. 2220	200
	1200	360	bis max. 2220	200
	1500	360	bis max. 2220	200
Medienbrücke zur Montage an der Laborwand	900	360	bis max. 2220	200
	1200	360	bis max. 2220	200
	1500	360	bis max. 2220	200

Abmessungen in mm